



Florlis®



## RICARICA LIQUIDO ANTIZANZARE 33 ML

**Codice:** 1330320

Liquido ad azione insetticida/zanzaricida - ideale per interni Presidio Medico Chirurgico reg. n° 6703

**COMPOSIZIONE** 100 grammi di prodotto contengono Pralletrina 0,86 g, eccipienti e solventi q.b. a 100 g

**FORMULAZIONE** Liquido

**CONFEZIONI** Astuccio contenente una ricarica liquida

## Caratteristiche

Allontana zanzare comuni (*Culex Pipiens*), zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) e altri piccoli insetti da una stanza di normali dimensioni per 45 notti. Il prodotto è dotato di uno stoppino fortemente ancorato alla bottiglia e di un tappo di sicurezza che impedisce accesso diretto al liquido limitando e regolando la sua dispersione nell'ambiente tramite la superficie dello stoppino stesso.

## Modalità di utilizzo

Il flacone è dotato di tappo di sicurezza. Per aprire, premere il tappo verso il basso e contemporaneamente svitare. Avvitare il flacone nell'apposita sede ricavata nell'elettroemanatore in senso antiorario avendo cura di mantenerlo sempre in posizione verticale. Inserire l'elettroemanatore in una presa di corrente. Al termine del periodo di utilizzo staccare l'apparecchio dalla presa di corrente. Dura 45 notti se tenuto in funzione circa 6-8 ore per notte.

Florlis®

[www.flortis.it](http://www.flortis.it) - [info.orvital@orvital.it](mailto:info.orvital@orvital.it)

Orvital S.p.A.

**SEDE LEGALE** Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

**PRODUZIONE** Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)