



Florlis®

# PIASTRINE ANTIZANZARE



**Codice: 1330325**

Ideale per interni.  
Presidio Medico Chirurgico reg. n° 19516

**COMPOSIZIONE** Ogni piastrina insetticida del peso di circa 870 mg contiene: ETOC (Prallethrin) T.G, "[CAS 23031-36-9] 1,15% (corrispondente a 10 mg/piastrina), coformulanti, colore e supporto cellulosico q.b. a 100%

**FORMULAZIONE** Piastrine

**CONFEZIONI** Astuccio da 30 pezzi

## Caratteristiche

Proteggono dalle zanzare comuni (Culex Pipiens) e dalla zanzara tigre (Aedes Albopictus). La loro efficacia è garantita in stanze di normali dimensioni (30 m<sup>3</sup>) per circa 8 ore con porte e finestre chiuse. Per stanze di maggiori dimensioni utilizzare più elettroemanatori.

## Modalità di utilizzo

Introdurre una piastrina insetticida nell'elettroematore. Inserire l'elettroematore in una presa di corrente. Al termine del periodo di utilizzo staccare l'apparecchio dalla presa di corrente. La sostituzione della piastrina esausta deve avvenire con l'elettroematore disinserito dalla presa di corrente. Una piastrina dura circa 8 ore. Al termine la piastrina avrà perduto il suo colore e dovrà essere sostituita.

Florlis®

[www.flortis.it](http://www.flortis.it) - [info.orvital@orvital.it](mailto:info.orvital@orvital.it)

Orvital S.p.A.

**SEDE LEGALE** Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

**PRODUZIONE** Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)