



Florlis®



ALT LARVE ZANZARE CAPSULE SOLUBILI

Codice: 1332915

Prodotto pronto uso in capsule solubili per il controllo ecologico del ciclo vitale delle zanzare

COMPOSIZIONE del liquido all'interno capsula (per 100g): Polidimetilsiloxano (PDMS silicone) 89,00 g, inerti e coadiuvanti 11,00 g

FORMULAZIONE Capsule solubili

CONFEZIONI Astuccio con 15 capsule



Caratteristiche

Per controllo del ciclo vitale delle zanzare nelle piccole raccolte d'acqua ferme e stagnanti in ambito domestico (sottovasi, recipienti di acqua, ecc.). Sono completamente degradabili in acqua e contengono 0,25 ml di un liquido a base di PDMS. Formano una sottilissima pellicola sulla superficie dell'acqua che non permette alle larve ed alle pupe la corretta assunzione dell'ossigeno necessario per lo sviluppo allo stadio adulto.

Modalità di utilizzo

Raccolte d'acqua di piccole dimensioni (sottovasi, vasi, ecc.): utilizzare 1 capsula.
Raccolte d'acqua di medie dimensioni (tombini domestici in aree cortilizie, grondaie, ecc.): utilizzare 1-4 capsule, in accordo con il carico di sostanza organica presente.
In generale, applicare 4 capsule ogni m² di superficie di acqua stagnante.

Riutilizzare ogni 4 settimane o dopo abbondanti piogge. Il dissolvimento in acqua avviene entro 1-4 h, in funzione della temperatura ambientale.

Florlis®

www.flortis.it - info.orvital@orvital.it

Orvital S.p.A.

SEDE LEGALE Via Darwin, 63 - 20019 Settimo Milanese (MI)

PRODUZIONE Via San Martino, 30/32 - 20017 Rho (MI)